

СИСТЕМА
ПЕРСОНАЛЬНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ
ПАЦИЕНТА

СПДМ-01-"Р-Д"

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
КАРДИОРЕГИСТРАТОР НОСИМЫЙ КРН-01



МОНИТОР
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Для суточного наблюдения за **ЭКГ** пациента обеспечивает непрерывную регистрацию и хранение ЭКГ

-  2,3,12-канальный регистратор
-  запись до 72 часов
-  фиксация "событий"
-  регистрация положения тела пациента
-  мониторинг двигательной активности
-  передача данных по USB и Bluetooth
-  анализ деятельности кардиостимулятора
-  OLED цветной дисплей

Предназначена для амбулаторного применения в поликлиниках, кардиологических отделениях больниц и в частной медицинской практике

вариант КРН-01

Система состоит из устройства воспроизведения (УВ), включающего персональный компьютер, принтер и программное обеспечение, и одного или нескольких кардиорегистраторов носимых с кабелем отведений, чехлом и необходимыми аксессуарами.



Система является прибором для эффективной диагностики заболеваний сердечнососудистой системы. Прибор может хранить большой массив информации и снимать ЭКГ, не ограничивая свободу передвижения и действий пациента. Система позволяет просмотреть записанную в память регистратора ЭКГ пациента, произвести анализ ЭКГ, выполнить необходимое редактирование и получить протокол обследования, а также сохранить полученные результаты обследования в архиве.

Питание:

- от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242В для персонального компьютера
- питание регистратора осуществляется от одной щелочной батареи типоразмера AA с номинальным напряжением 1,5 В или NiMH аккумулятора типоразмера AA с номинальным напряжением 1,2 В и номинальной ёмкостью не менее 2500 мАч.

Масса регистратора

составляет не более 0,12 кг без чехла, с чехлом не более 0,15 кг.

Габаритные размеры регистратора

– не более 105x75x25 мм (без кабеля электродного и чехла) 107x77x32 (без электродного кабеля и с чехлом).

Научно-производственное предприятие "МОНИТОР"

основано 14 февраля 1992года;

Лицензия № ФС-99-04-003722 от 31.05.2016г

выпускаемая продукция:

мониторы реанимационные и анестезиологические, центральные мониторные станции, электрокардиографы, холтеровские системы, системы персонального дистанционного мониторинга пациента, стресс-системы, спирографы и программное обеспечение;

КРН-01

ООО НПП "МОНИТОР"

344068, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурская, 104А.

Телефоны: +7 (863) 231-04-01 +7 (863) 243-61-11

Факс: +7 (863) 243-63-77

<http://www.monitor-ltd.ru/en>

E-mail: mon@monitor-ltd.ru

продукция сертифицирована в Европейском союзе, имеет CE марку
деятельность ООО "НПП "Монитор" сертифицирована по стандарту ISO 13485

ИННОВАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ