

Высокие технологии по доступным ценам

Научно-производственное предприятие «МОНИТОР»

- основано 14 февраля 1992 года;
- производит несколько тысяч медицинских приборов в год, постоянно обновляя номенклатуру;
- неоднократный поставщик оборудования по государственным программам;
- объем выпуска электрокардиографов в 2015 году составил 88% от общего объема всего импорта ЭКГ в РФ;
- экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ



ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
СО СКОРОСТЬЮ
ИНТЕРНЕТА

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ
ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ
ЭК12Т-01- «Р-Д»
с GSM модулем и ПО на ПК

Беспроводная передача ЭКГ из:

- автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи;
- фельдшерско-акушерских пунктов;
- ЛПУ нижнего уровня;
- любого места с устойчивым сигналом сотовой связи



ООО НПП «Монитор»
Разработка,
производство и реализация
медицинского оборудования

**ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК12Т-01-«Р-Д» со встроенным GSM модулем
соответствует стандарту оснащения станции скорой медицинской помощи,
утвержденному приказом № 388н Министерства Здравоохранения РФ от 20.06.2013 г.**

Кроме автомобилей скорой медицинской помощи он может применяться в ЛПУ нижнего уровня (ФАПы, сельские поликлиники, семейная медицина и т. д.) для передачи на центральный пульт с целью диагностики и получения консультаций, что позволяет компенсировать недостаточную квалификацию фельдшеров скорой медицинской помощи или фельдшеско-акушерского пункта, а также получать консультации ведущих специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Способ передачи ЭКГ: через встроенный модем с SIM-картой по интернету, позволяющий осуществить надежную передачу данных во всей зоне покрытия сотовых сетей. Данный способ передачи лишен недостатков устаревшей передачи данных по телефонной линии.
- Полная автоматизация передачи ЭКГ. Передача ЭКГ на виртуальный сервер.
- Возможность получения врачебного заключения с рекомендациями с удаленного пульта на электрокардиограф для его распечатки.
- Режим онлайн консультаций с любого компьютера, подключенного к интернету.
- Сохранение результатов анализа ЭКГ в архиве.
- Возможность выбора продолжительности регистрации ЭКГ.
- Ввод фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, идентификационного номера. Это обеспечивает полностью автоматическое поступление принятых ЭКГ на центральный пульт, сравнение ЭКГ снятых в разное время и интеграцию в медицинскую информационную систему (МИС).
- Мобильное исполнение электрокардиографа, встроенные термопринтер, GSM модем, с возможностью подключения гарнитуры для телефонной связи.
- Цветной TFT дисплей 116x88 мм. Одновременное отображение 12 отведений ЭКГ. Экономия термобумаги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО

- автоматический постоянный контроль наличия новых ЭКГ на сервере;
- поочередный прием от удаленных электрокардиографов ЭКГ, их хранение, отображение, печать отчетов.
- возможность настройки системы с доступом от нескольких удаленных пультов к приему ЭКГ от отдельных групп кардиографов или всех ЭК в порядке очереди.
- Отображение на дисплее компьютера:
 - исходных ЭКГ;
 - усредненной ЭКГ во всех отведениях с результатами анализа ритма и контурного анализа;
 - таблицы параметров ЭКГ по всем отведениям;
 - ЭКГ ритма с результатами анализа.
- Сервисные функции:
 - печать протокола обследования, содержащего данные о пациенте, время, ЭКГ, результаты обработки ЭКГ и заключения;
 - архивирование результатов обследования (база данных);
 - сравнение ЭКГ, снятых в разное время;
 - доступ к базе данных в режиме онлайн;
 - анализ вариабельности ритма сердца (опция);

Отличительной особенностью системы является ее интерактивность и оценка вероятности острой ишемии миокарда, что позволяет осуществлять диагностику «электрокардиологического немого инфаркта» (программа «тромболизис») до появления клинических признаков.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14015 от 9 ноября 2012 г.

Лицензия № ФС-99-04-002637 от 24 апреля 2015 г.

**ООО «НПП «Монитор». 344068, Ростов-на-Дону,
ул. Краснокурская, 104А.
Тел./Факс: (863) 231-04-01, 243-61-11, 243-63-77
Http ://www.monitor-ltd.ru, www.нппмонитор.рф
E-mail: mon@monitor-ltd.ru**

Техническая и коммерческая информация является ориентировочной, может быть изменена без уведомления и подлежит уточнению перед заказом.