

Высокие технологии по доступным ценам

Регистрационное удостоверение № ФСР2012/13343

Научно-производственное
предприятие
«МОНИТОР»



МОНИТОР

...ваш эксперт в медицинской диагностике!

- основано 14 февраля 1992 года;
- производит несколько тысяч медицинских приборов в год, постоянно обновляя номенклатуру;
- неоднократный поставщик оборудования для нужд Министерства обороны РФ, по национальному проекту «Здоровье» и по программе модернизации Здравоохранения;
- экспорт составляет около 25% от общего объема продаж.

МОНИТОР
РЕАНИМАЦИОННЫЙ
И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ

МИТАР 01 – «Р-Д»

с цветным сенсорным экраном
10.4 или 12.1 дюйма



ПЕРЕНОСНОЙ

Гарантия 24 месяца!

МОБИЛЬНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- отделения реанимации, анестезии, интенсивной терапии, а также реанимобили для пациентов всех возрастных групп!

МОНИТОР МИТАР-01-«Р-Д» ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЪЕМ СЛЕДУЮЩИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПАЦИЕНТОВ:

- электрокардиограмма (ЭКГ, ЧСС) до 12 отведений одновременно с измерением смещения сегмента ST в каждом отведении и анализом аритмий;
- неинвазивное артериальное давление (АД) в ручном, автоматическом и непрерывном режимах с возможностью включения измерения АД при изменении времени распространения пульсовой волны;
- инвазивное артериальное давление (АД) до 4 каналов с возможностью измерения низких и отрицательных давлений;
- пульсоксиметрия (ФПГ, SpO 2 и ЧП) с датчиками Nellcor, Nonin или их эквивалентами;
- пневмограмма и частота дыхания (ПГ и ЧД) реографическим и термисторным способами;
- температура (T) до 2-х каналов;
- капнография (CO 2, КГ, ЧД, АПНОЭ) в боковом или прямом потоке;
- оксиметрия (O 2) с электромеханическим или парамагнитным датчиком;
- сердечный выброс методом термодиллюции;
- мультигазы (CO 2, O 2, N 2 O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES), компания Phasein, Швеция;
- глубина наркоза методом BIS, компания Covidien, США.

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРОВ МИТАР 01 – «Р-Д»

- возможность использования индивидуальной информационной модели (индивидуальный выбор необходимого числа и расположения графических каналов от 2 до 9 и возможность отключения ненужных пользователю физиологических функций);
- возможность синтеза 12 отведений ЭКГ с 5 электродного кабеля;
- малые габариты и масса монитора с возможностью работы от аккумулятора до 5 часов без подзарядки;
- режим отображения больших цифр (до 35 мм) позволяет наблюдать физиологические показатели пациента с большого расстояния
- автоматическое изменение уровня яркости экрана в зависимости от степени освещенности;
- возможность переноса мониторируемых данных пациента с одного монитора на другой с помощью SD карты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Монитор с экраном 10,4" – 275x160x260 мм

Монитор с экраном 12,1" – 308x163x287 мм

Вес с батареей и термопринтером с экраном 10,4":

3,5 кг.

Вес с батареей и термопринтером с экраном 12,1": 3,8кг.

ПИТАНИЕ

Питание: 85-265 В, 50/60 Гц.

Питание от бортовой сети автомобиля 12 В (10-16 В)

Работа от встроенной батареи до 5 часов

Потребляемая мощность: не более: 50 Вт.

Индикатор заряда батареи

ПАМЯТЬ

До100 фрагментов любых физиологических функций.

Графические и табличные тренды всех

параметров за время до 8 суток.

Короткие тренды.

Оксикардиореспирограмма

Полная запись мониторируемой информации

на SD карту

Пороги тревожной сигнализации.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный термопринтер.

Возможность подключения внешнего VGA монитора

Возможность подключения к центральной станции

Режимы: взрослый, детский, неонатальный

Наличие мультиконнекторов

Калькуляторы: доз препаратов, гемодинамики, оксигенации, вентиляции и функции почек

ДИСПЛЕЙ

Тип: цветной сенсорный TFT дисплей

Размер по диагонали: 10,4"(26,5 см) или 12,1" (31 см).

Число каналов отображаемых кривых: от 2 до 9.

Число отображаемых кривых ЭКГ: до 12

Разрешение: 800X600 пикселей.

Остановка кривых – 2 режима.

Режим «Сон».

ТРЕВОГИ

Визуальная и звуковая тревога трех уровней.

Тревога при выходе за пределы заданной нормы

по всем контролируемым параметрам.

Возможность блокировки звуковой тревоги.

Реле вызова медперсонала.

Тревоги по аритмии.

В комплект входят все аксессуары, необходимые для работы со взрослыми пациентами, также имеется возможность включения в комплект аксессуаров для детей и новорожденных

«НПП «Монитор», 344068, Ростов-на-Дону,

ул. Краснокурсантская 104 а

Тел./Факс (863) 231-04-01, 243-61-11, 243-63-77

Http://www.monitor-ltd.ru , нпммонитор.рф

E-mail:mon@monitor-ltd.ru

Техническая и коммерческая информация является ориентировочной, может быть изменена без уведомления и подлежит уточнению перед заказом.